

TUBOS PARA MICROCENTRÍFUGA

Brand



Micrutubos de 1.5 ml en PP

- ✓ Fabricado bajo condiciones de sala blanca según ISO 14 644-1, clase 8
- ✓ Fabricado con polipropileno de alta calidad grado medicinal
- ✓ Subdivisiones de volúmenes diferentes
- ✓ Superficies para escritura con acabado mate en la tapa y en el tubo
- ✓ Esterilizable en autoclave a 121 °C y 2 bar (DIN EN 285)
- ✓ Puede centrifugarse hasta 20.000 g

Referencia	Descripción	Unidad de empaque
780400-B	Microtubo de 1.5 ml en PP BIO-CERT® libres de endotoxinas, ADN, RNasa y ATP estériles	450 tubos
780502-B	Microtubo de 1.5 ml en PP	3000 tubos



www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

3015491549

