

REFRIGERADOR CON CONGELADOR

FC39/2



desde 1967
AVÁNTIKA

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

3015491549



Refrigerador combinado con congelador

FC39/2

Capacidad del refrigerador: 200 L

Capacidad del congelador: 100 L

Estructura

Estructura externa en acero galvanizado en caliente, tratado anticorrosión y recubierto con película de PVC. Estructura interna de acero inoxidable Scotch-Brite.

Aislamiento

60 mm de aislamiento obtenido por inyección de espuma de poliuretano ecológico de alta densidad libre de CFC para una excelente conservación del producto y el mejor ahorro de energía.

Puerta

Dos puertas sólidas de cierre automático con junta magnética plegable en cuatro lados para un cierre perfecto. Apertura a la derecha o izquierda bajo pedido. Cerradura con llave.

Luz

Luz LED (ahorro de energía hasta 70%, ecológica) con interruptor automático en la apertura de la puerta en el compartimento frigorífico. Interruptor manual en el panel de control.

Ajuste interno

Dos armarios separados e independientes. Refrigerador en el compartimento superior equipado con 3 estantes de acero inoxidable Scotch-Brite, regulables en altura. Congelador en el compartimento inferior equipado con 2 cajones de acero inoxidable Scotch-Brite.



Rango de temperatura

Compartimento frigorífico: ajuste entre + 2 ° y + 12 ° C. Preajustado de fábrica a + 4 ° C.
Compartimento congelador: ajuste entre -10 ° C y -30 ° C. Prestablecido de fábrica a -25 ° C.

Sistema de refrigeración

Dos compresores herméticos completamente sellados, silenciosos y altamente eficientes y dos condensadores de aire ventilado (adecuados también para países tropicales). Evaporador interno ventilado en compartimento frigorífico. Este sistema que obliga a la circulación del aire asegura una temperatura uniforme dentro del refrigerador, incluso en caso de frecuentes aperturas de puertas. El ventilador del evaporador se apaga durante la apertura de la puerta. Evaporador estático en el compartimento congelador. Refrigerante sin CFC.

Descongelamiento

Ciclo de descongelación totalmente automático en el compartimento frigorífico.
Descongelación manual en el congelador.

Capacidad

Nevera: 200 litros; Congelador: 100 litros.

Voltaje

230V / 50Hz (bajo pedido 230V / 60Hz, 115V / 60Hz)

Consumo

427 vatios

Gas

R404a Libre de CFC



Panel de control y alarmas

Dos paneles de control con microprocesador con pantalla digital que muestra el menú interior, la temperatura, el punto de ajuste, la fecha y la hora, el modelo de la configuración del equipo y el apagado solo mediante contraseña. Monitoreo continuo de temperatura con punto de ajuste y alarmas mostradas en la pantalla. Tiene una sonda PT1000. Alarmas visuales y acústicas: temperatura alta y baja (umbral ajustable), puerta abierta, eficiencia del condensador, sondas dañadas, falla de energía, batería baja (opcional). Puerto USB para descargar datos de temperatura y alarmas o para reiniciar el dispositivo.

Registrador de datos

para registrar temperaturas y alarmas registradas en los últimos 30 días. Descargue datos en la memoria USB.

La versión estándar incluye:

- 3 estantes de acero inoxidable Scotch-Brite para el compartimiento del refrigerador
- 2 cajones de acero inoxidable Scotch-Brite para el compartimiento del congelador con lado frontal transparente y rodamiento telescópico de bola
- Kit de ruedas con dos frenos frontales
- 2 cerraduras con llave
- 2 cables de alimentación con enchufe tipo Schuko (enchufe británico bajo pedido)
- Fusibles de protección
- Filtro RFI
- Interruptor principal mediante contraseña
- 2 paneles de control electrónicos con sistema de alarma.
- Contacto remoto (seco, sin voltaje) para alarma
- Puerto USB
- Memoria para las últimas alarmas.

Accesorios Opcionales

- Cajones deslizantes (hasta 3) en acero inoxidable Scotch-Brite para compartimento frigorífico
- Divisores internos de plexiglás para cajones
- Estantes lisos con bordes

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

 3015491549 



Registrador gráfico de temperatura semanal que funciona con una batería de 1,5 V, equipado con 52 discos y doble pluma

Batería de respaldo autoalimentada que suministra energía al panel de control para generar alarmas en caso de falla de energía

Alarma GSM para enviar mensajes de alarma SMS que muestran fecha, hora, temperatura del gabinete y tipo de alarma

Puerto LAN para conectar el dispositivo a través de Internet en la PC para monitorear el funcionamiento correcto

Orificio de puerto (Ø 25 mm.)

Dimensiones externas y peso neto unitario

600x600x1970 (LxDxH - mm) - kg.121

Dimensiones del embalaje y peso de envío.

caja de cartón: 680x680x2150 (LxDxH - mm) - kg.134


caja de madera (opción bajo pedido): 840x960x2250 (LxDxH - mm) - kg. 186

Equipo de acuerdo con Directiva de baja tensión 2014/35 / UE, Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE

En caso de que sea necesario o útil sin menoscabar las características esenciales del modelo, las características técnicas y estilísticas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Las imágenes no muestran necesariamente el producto en la versión estándar.



www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

 3015491549 