

# TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

TG8818H



desde 1967  
**AVÁNTIKA**

[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

3015491549



# Termómetro infrarrojo sin contacto

TG-8818H

Este producto mide la temperatura del cuerpo humano al recolectar radiación térmica infrarroja de la frente humana. El usuario solo necesita apuntar el sensor hacia la frente y presionar el botón ON / SCAN para medir la temperatura corporal. Es ampliamente utilizado en escuelas, aduanas, hospitales, hogares. No se puede usar en presencia de gas anestésico inflamable y aire, oxígeno u óxido nitroso.

<b>Método de medición</b>	Sin contacto	
<b>Distancia de medición</b>	3cm-5cm	
<b>Rango de Medición</b>	Modo temperatura corporal	32.0°C-42.0°C
	Modo temperatura objetos	25.0°C-45.0°C
<b>Error máximo permisible</b>	Modo temperatura corporal	34.0°C-34.9°C ± 0.3°C 35.0°C-42.0°C ± 0.2°C
	Modo temperatura objetos	25.0°C-34.9°C ± 1.0°C 35.0°C-42.0°C ± 0.3°C
<b>Resolución de la pantalla</b>	1.0°C	
<b>Condiciones de operación</b>	Temperatura: 16°C-35°C, Humedad ≤85%	
<b>Condiciones de almacenamiento y transporte</b>	Temperatura 20°C-55°C, Humedad ≤93%	
<b>Alimentación</b>	D.C.3V(2xAAA)	
<b>Alarma de batería</b>	Alerta de batería baja	
<b>Luz de fondo</b>	Brillo alto	
<b>Unidades en pantalla</b>	Centígrados ( °C ) / Fahrenheit ( °F )	
<b>Apagado automático</b>	Menos de 20 segundos	



Temperatura de la frente



Medición rápida



Temperatura de objetos



Memoria para 20 grupo de datos



Función de apagado automático




Función de alerta de fiebre



Unidades de conversión °C / °F

[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

 3015491549 