

# TIRA DE TUBOS

## PCR 0.2ml

Axygen®




## Tiras en polipropileno de tubos para PCR de 0.2 ml con tiras tapa plana.

Los tubos de PCR Axygen® de pared delgada, están diseñados para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. El grosor de pared consistente y ultrafino permite una transferencia térmica precisa, incluso la tapa de inserción asegura un ajuste perfecto para evitar evaporación.

- Libres de RNase- / DNase
- No pirogénico
- No estéril
- Fabricado con polipropileno virgen puro al 99.9%
- Transparente
- Paquete x 80 tubos



[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

 3015491549 