

# CARETA DE PROTECCIÓN

AV03185



	DIADEMA	VISOR
MATERIAL	PP	PET
PESO APROX.	20.5 g	24.8 g
DIMENSIONES	140 x 205 x 10 mm	330 x 210 mm
ESPESOR	5 mm	0.1 a 0.4 mm

#### Recomendaciones de uso:

- Producto no estéril, antes de usar desinfectar con alcohol etílico con concentración mayor al 70%
- Las 2 piezas resisten esterilización química con óxido de etileno, sterrad y radiación gamma. Producto de uso personal.
- Talla única adulto



[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

 3007970622 

